

NAZWA URZĄDZENIA	CIEPLARKA LABORATORYJNA*
OPIS	Pol-Eko Typ: CLW 53 STD, ciepłarka z wymuszonym obiegiem powietrza; zakres temperatur od 5 do 100°C.
PRZEZNACZENIE	Sprzęt przeznaczony do długoterminowej ciągłej i stabilnej inkubacji w warunkach laboratoryjnych.
KONTAKT	Zakład Ekologii, tel. 84-05-334
MIEJSCE, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ URZĄDZENIE	ul. Arciszewskiego 22b, sala 3



* Istnieje możliwość wykorzystania urządzenia do celów komercyjnych na podstawie ustaleń z Biurem ds. Nauki (kontakt: Marta Mazur, marta.mazur@apsl.edu.pl)