

OPIS



Przetwarzanie różnych próbek (substancji tłustych, suchych/kruchych, mokrych, włóknistych, twardych/kruchych do twardości wg Mohsa 5) do postaci jednolitej zawiesiny



Homogenizator H 500

ZASTOSOWANIE



Homogenizatory laboratoryjne H 500 przeznaczone są do homogenizacji, tworzenia emulsji, rozwtókniania, rozdrabniania oraz do wykonywania innych czynności związanych z przygotowaniem prób do analiz fizykochemicznych, medycznych, farmakologicznych prowadzonych w laboratoriach i zakładach naukowo-badawczych

KONTAKT



Zakład Zoologii i Fizjologii Zwierząt,
Tel. 59 8405 360

MIEJSCE



Instytut Biologii i Nauk
o Ziemi