

OPIS



Wyposażony w odporny na zużycie, bezsilnikowy napęd magnetyczny. Charakteryzuje się wyjątkowo cichą pracą. Łatwy w użytkowaniu - uruchamia się automatycznie po umieszczeniu narzędzia homogenizującego w napędzie. Aby jak najskuteczniej chronić wrażliwe próbki, napęd wyłącza się automatycznie po 90 sekundach. Z możliwością chłodzenia próbki lodem bądź wodą

ZASTOSOWANIE



Mały homogenizator laboratoryjny firmy Heidolph, do stosowania w mikrobiologii, o maks. prędkości 75 000 rpm. Narzędzia wykonane są ze stali szlachetnej AISI 316 i przeznaczone do homogenizowania próbek w mikroprobówkach oraz probówkach. Możliwość sterylizacji do temperatury 130°C (para) lub do 180°C (gorące powietrze). Część mocująca narzędzia i łożyska są wykonane z odpornego chemicznie PTFE



Homogenizator Silent Crusher S

KONTAKT



Zakład Zoologii i Fizjologii Zwierząt,
Tel. 59 8405 360

MIEJSCE



Instytut Biologii i Nauk
o Ziemi